






Elektrochirurgie
Electrosurgery
Electrochirurgie
Elektroquirurgia
Elettrochirurgia

Elektrochirurgie Katalog Electrosurgery Catalog

Bipolare Pinzetten
Bipolar forceps
Pincettes bipolaires
Pinzas bipolares
Pinzetti bipolari



140-100-011	0,3 mm	⇐	140-100-015	0,3 mm	⇐	140-100-016	0,3 mm	⇐
140-101-011	0,6 mm	⇐	140-100-615	0,6 mm	⇐	140-100-616	0,6 mm	⇐
140-102-011	1,0 mm	⇐	140-101-015	1,0 mm	⇐	140-101-016	1,0 mm	⇐
			140-102-015	2,0 mm	⇐	140-102-016	2,0 mm	⇐



240 mm



220 mm



200 mm



180 mm

140-100-024	0,3 mm	≡	140-100-022	0,3 mm	≡	140-100-020	0,3 mm	≡	140-100-018	0,3 mm	≡
140-101-024	1,0 mm	≡	140-101-022	1,0 mm	≡	140-100-620	0,6 mm	≡	140-100-618	0,6 mm	≡
140-102-024	2,0 mm	≡	140-102-022	2,0 mm	≡	140-101-020	1,0 mm	≡	140-101-018	1,0 mm	≡
						140-102-020	2,0 mm	≡	140-102-018	2,0 mm	≡

Bipolare Multifunktionspinzetten

Bipolar multifunctional forceps

Pincettes bipolaires multifonctionnel

Pinzas bipolares de múltiples funciones


Pinzetti bipolari multifunzionale



130 mm




130 mm



140-113-013 3 mm 

140-115-013 5 mm 

Bipolare Pinzetten, kurz abgewinkelt
Bipolar forceps, short angled
Pincettes bipolaires, incliné court
Pinzas bipolares, ángulo corto
Pinzetti bipolari, angolato corto



220 mm



200 mm



180 mm



160 mm

140-150-622 0,6 mm ≡
 140-151-022 1,0 mm ≡

140-150-620 0,6 mm ≡
 140-151-020 1,0 mm ≡

140-150-618 0,6 mm ≡
 140-151-018 1,0 mm ≡


140-150-616 0,6 mm ≡
 140-151-016 1,0 mm ≡

Bipolare Pinzetten, abgewinkelt
Bipolar forceps, angled
Pincettes bipolaires, inclin 
Pinzas bipolares,  ngulo
Pinzetti bipolari, angolato



140-120-007	0,3 mm �	140-120-011	0,3 mm �	140-120-015	0,3 mm �	140-120-016	0,3 mm �
140-121-007	0,6 mm �	140-121-011	0,6 mm �	140-121-015	1,0 mm �	140-121-016	1,0 mm �
		140-122-011	1,0 mm �	140-122-015	2,0 mm �	140-122-016	2,0 mm �

Bipolare Pinzetten, abgewinkelt
Bipolar forceps, angled
Pincettes bipolaires, inclin 
Pinzas bipolares,  ngulo
Pinzetti bipolari, angolato



240 mm



220 mm



200 mm



180 mm

140-120-024 0,3 mm  
 140-121-024 1,0 mm  
 140-122-024 2,0 mm  

140-120-022 0,3 mm  
 140-121-022 1,0 mm  
 140-122-022 2,0 mm  

140-120-020 0,3 mm  
 140-121-020 1,0 mm  
 140-122-020 2,0 mm  

140-120-018 0,3 mm  
 140-121-018 1,0 mm  
 140-122-018 2,0 mm  

Bipolare Pinzetten
Bipolar forceps
Pincettes bipolaires
Pinzas bipolares
Pinzetti bipolari



170 mm



220 mm



240 mm


140-130-017 0,3 mm 
140-131-017 1,0 mm 
140-132-017 2,0 mm 

140-131-022 1,0 mm 

140-140-024 0,3 mm 
140-141-024 1,0 mm 
140-142-024 2,0 mm 

Bipolare Pinzetten, bajonettförmig

Bipolar forceps, bayonet-shaped
Pincettes bipolaires, en forme baïonnette
Pinzas bipolares, en forma de bayoneta
Pinzetti bipolari, a forma baionetta



220 mm



200 mm



180 mm



160 mm

140-140-022 0,3 mm 
140-141-022 1,0 mm 
140-142-022 2,0 mm 

140-140-020 0,3 mm 
140-140-620 0,6 mm 
140-141-020 1,0 mm 
140-142-020 2,0 mm 

140-140-018 0,3 mm 
140-140-618 0,6 mm 
140-141-018 1,0 mm 
140-142-018 2,0 mm 

140-140-016 0,3 mm 
140-141-016 1,0 mm 
140-142-016 2,0 mm 

Bipolare Pinzetten, bajonettförmig, aufwärts gewinkelt
Bipolar forceps, bayonet-shaped, angled up tip
Pincettes bipolaires, en forme baïonnette, coudé en haut
Pinzas bipolares, en forma de bayoneta, acodado hacia arriba
Pinzetti bipolari, a forma baionetta, angolo in su



180 mm



200 mm



220 mm



240 mm

140-160-018	0,3 mm	≡	140-160-020	0,3 mm	≡	140-160-022	0,3 mm	≡	140-160-024	0,3 mm	≡
140-161-018	1,0 mm	≡	140-161-020	1,0 mm	≡	140-161-022	1,0 mm	≡	140-161-024	1,0 mm	≡
140-162-018	2,0 mm	≡	140-162-020	2,0 mm	≡	140-162-022	2,0 mm	≡	140-162-024	2,0 mm	≡

Bipolare Pinzetten, bajonettförmig, abwärts gewinkelt
Bipolar forceps, bayonet-shaped, angled down tip
Pincettes bipolaires, en forme baïonnette, coudé en bas
Pinzas bipolares, en forma de bayoneta, acodado hacia abajo
Pinzetti bipolari, a forma baionetta, angolo in giù



240 mm



220 mm



200 mm



180 mm

140-180-024	0,3 mm	140-180-022	0,3 mm	140-180-020	0,3 mm	140-180-018	0,3 mm
140-181-024	1,0 mm	140-181-022	1,0 mm	140-181-020	1,0 mm	140-181-018	1,0 mm
140-182-024	2,0 mm	140-182-022	2,0 mm	140-182-020	2,0 mm	140-182-018	2,0 mm

Bipolare Pinzetten aus Titan
Titanium bipolar forceps
Pincettes bipolaires de titane
Pinzas bipolares titanio
Pinzetti bipolari titanio



180 mm



180 mm



200 mm



220 mm

146-100-018	0,5 x 8 mm	≡	146-140-018	0,5 x 5 mm	≡	146-140-020	0,5 x 5 mm	≡	146-140-022	0,5 x 5 mm	≡
146-101-018	1,0 x 8 mm	≡	146-141-018	1,0 x 5 mm	≡	146-141-020	1,0 x 5 mm	≡	146-141-022	1,0 x 5 mm	≡
146-102-018	2,0 x 8 mm	≡	146-141-518	1,5 x 5 mm	≡	146-141-520	1,5 x 5 mm	≡	146-141-522	1,5 x 5 mm	≡



144-140-022	0,5 x 5 mm	≡	144-140-020	0,5 x 5 mm	≡	144-100-020	0,5 x 8 mm	≡	144-100-018	0,5 x 8 mm	≡
144-141-022	1,0 x 5 mm	≡	144-141-020	1,0 x 5 mm	≡	144-101-020	1,0 x 8 mm	≡	144-101-018	1,0 x 8 mm	≡
144-141-522	1,5 x 5 mm	≡	144-141-520	1,5 x 5 mm	≡	144-102-020	2,0 x 8 mm	≡	144-102-018	2,0 x 8 mm	≡

Argentum® Non-Stick

Argentum® Non-Stick Spitze

Bei den Standard-Bipolarpinzetten kann das Gewebe eventuell mit der Pinzettenspitze verkleben. Dies wird mit den Argentum® Non-Stick-Pinzetten verhindert. Die Spitzen dieser Pinzetten bestehen aus Silber und leiten Wärme schneller weiter als Edelstahl. Der Antihafteffekt ist dauerhaft gewährleistet, da die Spitzen nicht nur beschichtet, sondern aus Silber hergestellt sind.

MICROMED Pinzetten können in Verbindung mit dem passenden Anschlusskabel an alle gängigen Elektrochirurgiegeräte angeschlossen werden.

Argentum® Non-Stick tip

The standard bipolar forceps may stick onto tissue. This does not happen with Argentum® non-stick forceps. The tips of these are made of silver and transport heat faster than stainless steel. The non-stick effect is permanently provided, because the tips are not only coated but made of solid silver.

With the appropriate cable, MICROMED forceps can be connected to most types of electrosurgical units.

Pointe Argentum® Non-Stick

A la pincette standard bipolaire, le tissu peut être coller à la pointe de la pincette. Ceci est empêché avec les Argentum® Non-Stick pincettes. Les pointes de ces pinces sont en argent et remède la chaleur plus rapidement que l'acier inoxydable. L'effet anti-adhésif est garanti en permanence, parce que les pointes non seulement revêtus, mais sont en argent.

Pincettes MICROMED peuvent être connectées en liaison avec le câble de raccordement à tous les appareils d'électrochirurgie communes.

Punta Argentum® Non-Stick

En la pinza bipolar estándar, el tejido puede adherirse a la punta de pinzas. Esto se evita con las pinzas Argentum® Non-Stick. Las puntas de estas pinzas son de plata y transmiten más rápido que el acero inoxidable. El efecto antiadherente está garantizada de forma permanente, ya que las puntas no sólo son recubiertas, pero son de plata.

Pinzas MICROMED se pueden conectar en conjunto con el cable de conexión apropiado para todos los dispositivos electroquirúrgicos estándar.

Punta Non-Stick Argentum®

Con le pinze bipolari standard, il tessuto può aderire alla punta delle pinze. Con le pinze Non-Stick Argentum®, questo problema è superato. Le punte delle pinze sono in argento, con una conducibilità termica superiore a quella dell'acciaio inossidabile. L'effetto antiaderente è permanente perché le punte sono realizzate in argento come pure il rivestimento.

Le pinze MICROMED possono essere collegate a tutti gli apparecchi HF disponibili in commercio, se combinate con il cavo di collegamento adeguato.

Die neue Generation der Argentum® Non-Stick Pinzetten

Der neuartige Rundgriff – für bequeme Rotation des Instruments zwischen den Fingern. Die schlanken Pinzettenschenkel ermöglichen auch das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Der unerwünschte Klebeeffekt wird durch die Argentum® Non-Stick Spitzen verhindert. Dieser Effekt ist dauerhaft gewährleistet.

MICROMED Pinzetten können in Verbindung mit dem passenden Anschlusskabel an alle gängigen Elektrochirurgiegeräte angeschlossen werden.

The new generation of Argentum® non-stick forceps

The innovative round handle allows the instrument to comfortably rotate in the surgeon's hand. The slim branches enable access to areas which are difficult to reach. The Argentum® non-stick silver tips prevent sticking onto tissue. This effect is permanently provided.

With the appropriate cable, MICROMED forceps can be connected to most types of electrosurgical units.

La nouvelle génération de pincettes Argentum® Non-Stick

La nouvelle poignée ronde – pour une rotation aisée de l'instrument entre les doigts. Les jambes fines de la pince vous permettent de travailler dans les endroits difficiles à atteindre. L'effet indésirable adhésif est empêché par les pointes Argentum® Non-Stick. Cet effet est garanti en permanence.

Pincettes MICROMED peuvent être connectées en liaison avec le câble de raccordement à tous les appareils d'électrochirurgie communes.

La nueva generación de pinzas Argentum® Non-Stick

La nueva mango ronda – para la rotación fácil del instrumento entre los dedos. Las piernas delgadas de las pinzas le permiten trabajar en zonas de difícil acceso. El efecto adhesivo no deseado es impedido por las puntas Argentum® Non-Stick. Este efecto se garantiza de forma permanente.

Pinzas MICROMED se pueden conectar en conjunto con el cable de conexión apropiado para todos los dispositivos electroquirúrgicos estándar.

La nuova generazione delle pinze Non-Stick Argentum®

Innovativa impugnatura circolare per ruotare comodamente lo strumento tra le dita. I fianchi sottili delle pinze consentono anche interventi in zone difficilmente accessibili. L'effetto di adesione indesiderato viene evitato grazie alle punte Non-Stick Argentum®. Questo effetto è permanente.

Le pinze MICROMED possono essere collegate a tutti gli apparecchi HF disponibili in commercio, se combinate con il cavo di collegamento adeguato.

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick mit Rundgriff
Bipolar forceps Argentum® Non-Stick with round handle
Pincettes bipolaires Argentum® Non-Stick avec manche ronde
Pinzas bipolares Argentum® Non-Stick con mango redonda
Pinzetti bipolari Argentum® Non-Stick con manico rotondo



225 mm



200 mm



180 mm



155 mm

148-300-022	0,3 mm	⇐	148-300-020	0,3 mm	⇐	148-300-018	0,3 mm	⇐	148-300-015	0,3 mm	⇐
148-300-622	0,6 mm	⇐	148-300-620	0,6 mm	⇐	148-300-618	0,6 mm	⇐	148-300-615	0,6 mm	⇐
148-301-022	1,0 mm	⇐	148-301-020	1,0 mm	⇐	148-301-018	1,0 mm	⇐	148-301-015	1,0 mm	⇐
148-302-022	2,0 mm	⇐	148-302-020	2,0 mm	⇐	148-302-018	2,0 mm	⇐	148-302-015	2,0 mm	⇐

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick mit Rundgriff, bajonett
Bipolar forceps Argentum® Non-Stick with round handle, bayonet
Pincettes bipolaires Argentum® Non-Stick avec manche ronde, baïonnette
Pinzas bipolares Argentum® Non-Stick con mango redonda, bayoneta
Pinzetti bipolari Argentum® Non-Stick con manico rotondo, baionetta



180 mm



200 mm



225 mm



250 mm

148-340-018	0,3 mm	⇐	148-340-020	0,3 mm	⇐	148-340-022	0,3 mm	⇐	148-340-025	0,3 mm	⇐
148-340-618	0,6 mm	⇐	148-340-620	0,6 mm	⇐	148-340-622	0,6 mm	⇐	148-340-625	0,6 mm	⇐
148-341-018	1,0 mm	⇐	148-341-020	1,0 mm	⇐	148-341-022	1,0 mm	⇐	148-341-025	1,0 mm	⇐
148-342-018	2,0 mm	⇐	148-342-020	2,0 mm	⇐	148-342-022	2,0 mm	⇐	148-342-025	2,0 mm	⇐

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick mit Rundgriff, abgewinkelt
Bipolar forceps Argentum® Non-Stick with round handle, angled
Pincettes bipolaires Argentum® avec manche ronde Non-Stick, incliné
Pinzas bipolares Argentum® con mango redonda Non-Stick, ángulo
Pinzetti bipolari Argentum® con manico rotondo Non-Stick, angolato



148-320-022	0,3 mm	⇐	148-320-020	0,3 mm	⇐	148-320-018	0,3 mm	⇐	148-320-015	0,3 mm	⇐
148-320-622	0,6 mm	⇐	148-320-620	0,6 mm	⇐	148-320-618	0,6 mm	⇐	148-320-615	0,6 mm	⇐
148-321-022	1,0 mm	⇐	148-321-020	1,0 mm	⇐	148-321-018	1,0 mm	⇐	148-321-015	1,0 mm	⇐
148-322-022	2,0 mm	⇐	148-322-020	2,0 mm	⇐	148-322-018	2,0 mm	⇐	148-322-015	2,0 mm	⇐

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick
Bipolar forceps Argentum® Non-Stick
Pincettes bipolaires Argentum® Non-Stick
Pinzas bipolares Argentum® Non-Stick
Pinzetti bipolari Argentum® Non-Stick



148-100-011	0,3 mm	≡	148-100-015	0,3 mm	≡	148-100-016	0,3 mm	≡	148-100-018	0,3 mm	≡
148-101-011	0,6 mm	≡	148-100-615	0,6 mm	≡	148-100-616	0,6 mm	≡	148-100-618	0,6 mm	≡
148-102-011	1,0 mm	≡	148-101-015	1,0 mm	≡	148-101-016	1,0 mm	≡	148-101-018	1,0 mm	≡
			148-102-015	2,0 mm	≡	148-102-016	2,0 mm	≡	148-102-018	2,0 mm	≡

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick
Bipolar forceps Argentum® Non-Stick
Pincettes bipolaires Argentum® Non-Stick
Pinzas bipolares Argentum® Non-Stick
Pinzetti bipolari Argentum® Non-Stick



300 mm



240 mm



220 mm



200 mm



	148-100-024	0,3 mm	⇐		148-100-022	0,3 mm	⇐		148-100-020	0,3 mm	⇐
	148-100-624	0,6 mm	⇐		148-100-622	0,6 mm	⇐		148-100-620	0,6 mm	⇐
	148-101-024	1,0 mm	⇐		148-101-022	1,0 mm	⇐		148-101-020	1,0 mm	⇐
148-102-030	2,0 mm	⇐			148-102-022	2,0 mm	⇐		148-102-020	2,0 mm	⇐

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick, abgewinkelt
Bipolar forceps Argentum® Non-Stick, angled
Pincettes bipolaires Argentum® Non-Stick, incliné
Pinzas bipolares Argentum® Non-Stick, ángulo
Pinzetti bipolari Argentum® Non-Stick, angolato




148-120-011	0,3 mm	≡	148-120-015	0,3 mm	≡	148-120-016	0,3 mm	≡	148-120-018	0,3 mm	≡
148-121-011	0,6 mm	≡	148-120-615	0,6 mm	≡	148-120-616	0,6 mm	≡	148-120-618	0,6 mm	≡
148-122-011	1,0 mm	≡	148-121-015	1,0 mm	≡	148-121-016	1,0 mm	≡	148-121-018	1,0 mm	≡
			148-122-015	2,0 mm	≡	148-122-016	2,0 mm	≡	148-122-018	2,0 mm	≡

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick, abgewinkelt
 Bipolar forceps Argentum® Non-Stick, angled
 Pincettes bipolaires Argentum® Non-Stick, incliné
 Pinzas bipolares Argentum® Non-Stick, ángulo
 Pinzetti bipolari Argentum® Non-Stick, angolato



300 mm



240 mm



220 mm



200 mm


148-122-030 2,0 mm

148-120-024 0,3 mm
 148-120-624 0,6 mm
 148-121-024 1,0 mm
 148-122-024 2,0 mm

148-120-022 0,3 mm
 148-120-622 0,6 mm
 148-121-022 1,0 mm
 148-122-022 2,0 mm


148-120-020 0,3 mm
 148-120-620 0,6 mm
 148-121-020 1,0 mm
 148-122-020 2,0 mm

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick, bajonett
Bipolar forceps Argentum® Non-Stick, bayonet
Pincettes bipolaires Argentum® Non-Stick, baïonnette
Pinzas bipolares Argentum® Non-Stick, bayoneta
Pinzetti bipolari Argentum® Non-Stick, baionetta



148-140-018	0,3 mm	148-140-020	0,3 mm	148-140-022	0,3 mm	148-140-024	0,3 mm
148-140-618	0,6 mm	148-140-620	0,6 mm	148-140-622	0,6 mm	148-140-624	0,6 mm
148-141-018	1,0 mm	148-141-020	1,0 mm	148-141-022	1,0 mm	148-141-024	1,0 mm
148-142-018	2,0 mm	148-142-020	2,0 mm	148-142-022	2,0 mm	148-142-024	2,0 mm

Bipolare Pinzetten Argentum® Non-Stick, bajonett, gewinkelt
 Bipolar forceps Argentum® Non-Stick, bayonet, angled
 Pincettes bipolaires Argentum® Non-Stick, baïonnette, incliné
 Pinzas bipolares Argentum® Non-Stick, bayoneta, ángulo
 Pinzetti bipolari Argentum® Non-Stick, baionetta, angolato



220 mm



200 mm



220 mm



200 mm

148-161-022 1,0 mm

148-161-020 1,0 mm

148-181-022 1,0 mm

148-181-020 1,0 mm

TC Bipolare Pinzetten – Atraumatische Strukturierung der Hartmetall-Maulfläche

TC Bipolar forceps – atraumatic structure of carbide jaw surface

TC Pincettes bipolaires – Structuration atraumatique de la surface de la mâchoire de carbure

TC Pinzas bipolares – Estructuración atraumática de la superficie de mandíbula de carburo

TC Pinzetti bipolari – Strutturazione atraumatica di superficie mascella di carburo



190 mm



190 mm



220 mm




250 mm

140-242-019 2,0 mm

140-201-119 1,1 mm
140-202-019 2,0 mm

140-202-022 2,0 mm

140-202-025 2,0 mm



TC Bipolare Pinzetten – Atraumatische Strukturierung der Hartmetall-Maulfläche

TC Bipolar forceps – atraumatic structure of carbide jaw surface

TC Pincettes bipolaires – Structuration atraumatique de la surface de la mâchoire de carbure

TC Pinzas bipolares – Estructuración atraumática de la superficie de mandíbula de carburo

TC Pinzetti bipolari – Strutturazione atraumatica di superficie mascella di carburo



240 mm



190 mm



190 mm

140-222-024 2,0 mm

140-222-019 2,0 mm

140-272-019 2,0 mm

Bipolare Anschlusskabel für bipolare Pinzetten

Bipolar connection cables for bipolar forceps
Câbles de connexion bipolaires pour pincettes bipolaires
Cables de conexión bipolares para pinzas bipolares
Cavo di connessione bipolari per pinzetti bipolari



130-120-300 3 m
130-120-400 4 m
130-120-500 5 m

Anschlusskabel für bipolare Pinzetten, an Aesculap, Berchtold, Martin und Micromed Elektrochirurgiegeräte
Connection cable for bipolar forceps, for Aesculap, Berchtold, Martin and Micromed electrosurgical units
Câble de connexion pour pincettes bipolaires, pour appareils électrochirurgicaux de Aesculap, Berchtold, Martin et Micromed
Cable de conexión para pinzas bipolares, para aparatos electroquirúrgicos de Aesculap, Berchtold, Martin y Micromed
Cavo di connessione per pinzetti bipolari, per l'apprecchi elettrochirurgici di Aesculap, Berchtold, Martin e Micromed



130-130-300 3 m
130-130-400 4 m
130-130-500 5 m

Anschlusskabel für bipolare Pinzetten, an Erbe Elektrochirurgiegeräte
Connection cable for bipolar forceps, for Erbe electrosurgical units
Câble de connexion pour pincettes bipolaires, pour appareils électrochirurgicaux de Erbe
Cable de conexión para pinzas bipolares, para aparatos electroquirúrgicos de Erbe
Cavo di connessione per pinzetti bipolari, per l'apprecchi elettrochirurgici di Erbe



130-140-300 3 m
130-140-400 4 m
130-140-500 5 m

Anschlusskabel für bipolare Pinzetten, an Valleylab Elektrochirurgiegeräte
Connection cable for bipolar forceps, for Valleylab electrosurgical units
Câble de connexion pour pincettes bipolaires, pour appareils électrochirurgicaux de Valleylab
Cable de conexión para pinzas bipolares, para unidades electroquirúrgicas de Valleylab
Cavo di connessione per pinzetti bipolari, per l'apprecchi elettrochirurgici di Valleylab

Weitere Anschlusskabel finden Sie auf Seite 154-155!

For more connection cables please refer to page 154-155!

Plusieurs câbles de connexion peuvent être trouvés sur la page 154-155!

Más cables de conexión se encuentran en la página 154-155!

Più cavi di connessione si trovano sulla pagina 154-155!